

HI 3820

Estojo de Testes para Acidez



www.hannacom.pt

Estimado Cliente,

Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.

Por favor leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o Estojo de Testes químicos. Este manual fornece-lhe a informação necessária para o correcto uso do estojo.

Retire o estojo de testes químicos da embalagem e examine-o cuidadosamente de modo a assegurar-se que não ocorreram danos durante o transporte. Em caso de verificar danos, notifique o revendedor.

Cada estojo é fornecido com:

- Reagente Desclorante, 1 frasco com conta-gotas (10 mL);
- Indicador Azul de Bromofenol, 1 frasco com conta-gotas (10 mL);
- Indicador Fenolftaleína, 1 frasco com conta-gotas (10 mL);
- HI 3820-0, 1 frasco (120 mL);
- 2 copos graduados (10 e 50 mL);
- 1 seringa graduada.

Nota: Qualquer item defeituoso deve ser devolvido nas suas embalagens originais com os acessórios fornecidos.

ESPECIFICAÇÕES

Gama	0 a 100 mg/L (ppm) CaCO ₃ 0 a 500 mg/L (ppm) CaCO ₃
Incremento Menor	1 mg/L [na gama de 0-100 mg/L] 5 mg/L [na gama de 0-500 mg/L]
Método de Análise	Titulação base usando indicadores de fenolftaleína e azul de Bromofenol
Tamanho da Amostra	5 mL and 25 mL
Número de Testes	110 (média)
Dimensões do Corpo	200x120x60 mm
Peso de Transporte	910 g

ISTR3820R2PO 03/02 IMPRESSO EM PORTUGAL

SIGNIFICADO E USO

A acidez é a capacidade quantitativa de uma amostra de água neutralizar uma base para um pH definido. Assim, quanto maior a acidez mais potencialmente a água é corrosiva. A acidez pode ser causada por ácidos minerais, ácidos orgânicos e dióxido de carbono em forma de ácido carbónico. Hoje em dia, as nossas fontes de água estão a tornar-se cada vez mais contaminadas devido a químicos corrosivos de descargas industriais e devido à chuva ácida. Portanto as medições de acidez são uma forma de controlo, essencial para definir e controlar a poluição em esgotos, lagos e rios. A acidez da água é igualmente importante para controlar culturas de solos e viveiros de peixes de modo a maximizar o seu ambiente.

O Estojo de Testes para Acidez da Hanna está equipado com tudo o que é necessário para determinar a acidez da água. O estojo é rápido e fácil de usar, assim como portátil. Isto torna-o prático para a utilização em campo e também em laboratório. Pelo seu design, o estojo é fácil de manusear e previne praticamente danos acidentais ou danos devido a derrames, excepto para o HI 3820-0.

Nota: mg/L é equivalente a ppm (partes por milhão).

REACÇÃO QUÍMICA

Ácidos fortes (como ácidos minerais por exemplo) e ácidos orgânicos podem contribuir para a acidez da amostra de água. Com o uso de hidróxido de sódio como o titulador e do indicador de Azul de bromofenol ou o de fenolftaleína, pode ser determinada a contribuição de ácidos fortes ou orgânicos. A medição da contribuição de ácidos fortes para a acidez da amostra é conhecida por acidez alaranjado de metilo. Esta é efectuada por titulação com hidróxido de sódio até que a solução passe de amarelo para verde/azul (ponto limite de pH a 4.5). A acidez total causada por ambos ácidos minerais e orgânicos é determinada titulando num ponto limite de pH de 8.3, usando fenolftaleína como indicador. Este processo é conhecido como acidez fenolftaleína.


INSTRUÇÕES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O ESTOJO DE TESTES. VEJA A PÁGINA ATRÁS PARA O PROCEDIMENTO ILUSTRADO

Nota: Empurre e rode a extremidade da pipeta na extremidade pontiaguda da seringa assegurando um bom encaixe.

Determinação de Acidez Alaranjado de Metilo

- Retire a tampa do copo graduado pequeno. Envagie-o com amostra de água, encha-o até à marca de 5 mL e volte a colocar a tampa.
- Adicione 1 gota de Reagente Desclorante através do orifício da tampa, misture cuidadosamente agitando o copo em círculos pequenos.



- Adicione 1 gota de indicador Azul de Bromofenol através do orifício da tampa e misture. Se a solução está verde ou azul, então registre a acidez alaranjado de metilo como zero, e prossiga com o procedimento para a determinação de Acidez



Fenolftaleína. Se a solução está amarela, prossiga com o próximo passo.


- Pegue na seringa de titulação e empurre o êmbolo completamente para dentro da seringa. Insira a sua extremidade em solução HI 3820-0 e puxe o êmbolo para fora até que o vedante esteja na marca 0 mL da seringa.
- Coloque a seringa no orifício da tampa do copo plástico e lentamente adicione gota a gota a solução de titulação, agitando circularmente para misturar após cada gota. Continue a adicionar a solução de titulação até que a solução no copo plástico passe de amarelo para verde.
- Leia os mililitros de solução de titulação na escala da seringa e multiplique por 500 para obter CaCO₃ em mg/L (ppm).



$$\text{Syringe} \times 500 = \text{mg/L CaCO}_3$$

Determinação de Acidez Fenolftaleína

- Retire a tampa do copo graduado pequeno. Envagie-o com amostra de água, encha-o até à marca de 5 mL e volte a colocar a tampa.



- Através do orifício da tampa, adicione 1 gota de indicador Fenolftaleína e misture. Se a solução torna-se vermelha ou cor-de-rosa, então é alcalina e deve ser efectuada um teste de alcalinidade (ver HI 3811 – Estojo de Testes Hanna para Alcalinidade). Se a solução mantém-se incolor, prossiga com o próximo passo.

- Pegue na seringa de titulação e empurre o êmbolo completamente para dentro da seringa. Insira a sua extremidade em solução HI 3820-0 e puxe o êmbolo para fora até que o vedante esteja na marca 0 mL da seringa.



- Coloque a seringa no orifício da tampa do copo plástico e lentamente adicione gota a gota a solução de titulação, agitando circularmente para misturar após cada gota. Continue a adicionar a solução de titulação até que a solução no copo plástico se torne cor-de-rosa.




$$\text{Syringe} \times 500 = \text{mg/L CaCO}_3$$

- Leia os mililitros de solução de titulação na escala da seringa e multiplique por 500 para obter CaCO₃ em mg/L (ppm).

Determinações de Gama Baixa

Se os resultados são inferiores a 100 mg/L, a precisão do teste pode ser melhorada do seguinte modo:



- Retire a tampa do copo plástico grande. Envagie-o com a amostra de água, encha-o até à marca de 25 mL e volte a colocar a tampa. Prossiga com o teste como descrito anteriormente. Para obter o resultado para ambas Acidez alaranjado de metilo e Fenolftaleína multiplique os valores na escala da seringa por 100.

$$\text{Syringe} \times 100 = \text{mg/L CaCO}_3$$

ACESSÓRIOS

1987 Annual Book of ASTM Standard, Volume 11.01 Water (1), páginas 151-158.

Official Methods of Analysis, A.O.A.C., 14ª Edição, 1984, página 618.

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição, 1992, páginas 2-23, 2-24.

ACCESSORIES



HI 3820-100 Reagentes de reserva (100 testes)

SAÚDE E SEGURANÇA


Os químicos contidos neste estojo de testes podem ser prejudiciais se manuseados incorrectamente. Leia a Ficha de Segurança antes de efectuar os testes.

ACIDEZ ALARANJADO DE METILO


1




2




3





4




5




1



2



3



4

