

HALO2

HI9810352

Medidor de pH Wireless para Sushi

com elétrodo especializado incorporado



Foodcare

MANUAL DE INSTRUÇÕES

HANNA[®]
instruments

Estimado Cliente

Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.

Por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente, antes de utilizar o instrumento.

Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o instrumento corretamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade.

Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em contactar para assistencia@hanna.pt ou visite a nossa página www.hanna.pt

ÍNDICE

1. Exame Preliminar	4
2. Especificações	4
3. Descrição Geral e Finalidade de Utilização	5
Modo de Funcionamento	5
Características da sonda	5
4. Descrição Funcional & Ecrã LCD.....	5
5. Operações Gerais.....	6
Ligar e Desligar o medidor (ON/OFF).....	6
Substituição da Pilha	6
6. Definições.....	6
Unidade de Temperatura	6
Intervalo Auto-off	6
Pontos de Calibração.....	6
Conjunto de Padrões	6
Resolução de pH.....	6
Modo Bluetooth [®] Wireless	6
Emparelhamento Bluetooth	7
Data e Hora	7
7. Bluetooth.....	7
8. Aplicação Hanna Lab	7
Identificar uma medição (tag)	7
9. Calibração.....	7
Diretrizes para a Preparação	7
Procedimento	7
Medidor autónomo (Calibração até três pontos).....	8
Com a App Hanna Lab (Calibração até quatro pontos)	8
10. Medição do Arroz de Sushi	8
Preparação	8
Medição Direta	9
Medição da Pasta de Arroz	9
11. Cuidados e Manutenção	9
Armazenamento	9
12. Mensagens de Aviso e Erros.....	9
13. Abreviaturas.....	10
14. Acessórios	10
Recomendações de Utilização	10
Garantia	10
Certificação	11

1. EXAME PRELIMINAR

Retire o medidor e acessórios da embalagem e examine-os cuidadosamente. Para obter assistência técnica, contate a Assistência Técnica Hanna Instruments ou envie um e-mail para assistencia@hanna.pt.

Cada HI9810352 é fornecido com um conjunto inicial que inclui:

- Solução padrão pH 4.01, saquetas de 20 mL (2 un.)
- Solução padrão pH 7.01, saquetas de 20 mL (2 un.)
- Solução de limpeza para sushi, saquetas de 20 ml (2 un.)
- Solução de armazenamento para elétrodos, frasco conta-gotas de 13 mL (1 un.)
- Pilha de lítio 3V - CR2032
- Certificado de qualidade do instrumento e Manual de instruções.

Nota: Guarde todas as embalagens até ter a certeza de que o medidor funciona corretamente. Qualquer item danificado ou defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original, juntamente com os acessórios fornecidos.

2. ESPECIFICAÇÕES

Gama	pH	0,00 a 12,00 pH
	mV *	Conversão pH/mV
	Temperatura**	0,0 a 50,0 °C (32,0 a 122,0 °F)
Resolução	pH	pH 0,01 ou 0,1
	mV *	0,1 ou 1 mV
	Temperatura	0.1 °C; 0.1 °F
Precisão	pH	±0.05 pH
	Temperatura	±0.5 °C; ±0.9 °F
Calibração	Até três pontos ou quatro pontos	
	Autorreconhecimento de padrões predefinidos Hanna (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01) ou NIST (pH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18)	
Compensação da temperatura	Automática (ATC) ou Manual (MTC) *	
Elétrodo	Material do corpo	titânio
	Vidro	Baixa temperatura (LT)
	Junção	Aberta
	Célula de Referência	Dupla, Ag/AgCl
	Eletrólito	Viscolene
	Extremidade/Forma	Plana
	Diâmetro exterior	12,7 mm (0.5")
Comprimento	85 mm (3.3")	
Tipo de pilha	lítio 3V - CR2032	
Duração da pilha	Aproximadamente 1000 horas de autonomia (500 horas com o Bluetooth ativo)	
Ambiente de utilização	0 a 50 °C (32 a 122 °F)	
Caixa do equipamento	Proteção à permeabilidade IP65	
Dimensões/ Peso	51 x 160 x 21 mm	

* Disponível com a App Hanna Lab

** A medição fora da gama de temperatura operacional recomendada pode danificar o eletrólito do gel e anular a garantia do produto.

Nota: O medidor apresenta medições desde -2.00 a 16.00 pH. Medições fora da gama de pH são indicadas a intermitente. Neste caso, avalie a integridade do medidor e o tipo de amostra medida.

3. DESCRIÇÃO GERAL E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O HI9810352 é um medidor de pH profissional sem fios (Wireless), da família HALO2 da Hanna Instruments.

- O Bluetooth integrado permite a conexão do medidor a um dispositivo smart compatível com a aplicação Hanna Lab
- O medidor apresenta um corpo compacto, com proteção à água e calibração de pH automática até três ou quatro pontos quando utilizado com a App Hanna Lab
- As leituras automaticamente compensadas pela temperatura são apresentadas no amplo ecrã LCD.
- Preciso e fácil de utilizar, foi concebido para medir o pH do arroz de sushi assegurando que cumpre os regulamentos de higiene alimentar e do Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

Modo de Funcionamento

O HI9810352 pode ser utilizado como um medidor de pH autónomo ou conectado à App Hanna Lab.

A App Hanna Lab transforma um dispositivo compatível num medidor de pH profissional. As suas funções incluem: condição do eletrodo, BPL com carimbo de data/ hora, leituras em tempo real, resolução de mV, compensação manual de temperatura, critério de estabilidade, lembrete de calibração, alarmes de pH (mV) e temperatura, ID do medidor e partilha de dados.

Características da sonda

O corpo em titânio oferece proteção adicional contra impactos acidentais. O corpo robusto do eletrodo em titânio funciona como uma proteção eletrónica contra interferências de ruído elétrico ou humidade.

A **ponteira plana em vidro** permite um contato de superfície ideal para medições de pH do arroz de sushi e para superfícies que não podem ser penetradas.


A **junção aberta** é resistente a obstruções devido à sua superfície em gel solidificado (viscolene) que é utilizado para a célula de referência. Quando a junção está revestida pelo amido do arroz, limpar o eletrodo para expor a referência em viscolene.

O design da **junção dupla** apresenta uma solução de eletrólito livre de prata interagindo com a amostra, tornando o eletrodo menos suscetível a entupimento e garantindo uma resposta rápida e leitura estável.


O **sensor de temperatura** incorporado na extremidade do eletrodo de pH permite a rápida determinação da temperatura da amostra e uma leitura da temperatura altamente precisa.

4. DESCRIÇÃO FUNCIONAL & ECRÃ LCD

Vista lateral e traseira



Mostrador LCD



- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Indicador de calibração | 6 | Compensação da temperatura |
| 2 | Indicador de estabilidade | 7 | Segunda linha do LCD |
| 3 | Indicador da percentagem da pilha | 8 | Unidade de temperatura |
| 4 | Ícone da pilha. | 9 | Primeira linha do LCD |
| 5 | Ícone do Bluetooth | 10 | Unidade de medição |

5. OPERAÇÕES GERAIS


Ligar e Desligar o medidor (ON/OFF)

- Vire o medidor para baixo. Rode a tampa do compartimento das pilhas, no sentido anti-horário e coloque-a. Remova a película de filme das pilhas.
- Prima a tecla ON/OFF para ligar ou desligar o medidor. O ecrã de início apresenta todos os ícones, seguido pela percentagem da pilha. O medidor entra em modo de medição. Antes do medidor se desligar, "OFF PWR" é exibido por breves momentos.
- Prima e mantenha premida a tecla ON/OFF para desligar o medidor quando conectado ao Bluetooth.

Substituição da pilha

1. Desligue o medidor. Vire o medidor para baixo e rode o compartimento das pilhas no sentido anti-horário.
2. Coloque a tampa da bateria de lado. Prima o pino metálico para empurrar a bateria usada para fora.
3. Coloque a nova pilha com o (+) voltado para cima.
4. Redefina a data e a hora nas definições ou conecte-se à App Hanna Lab para atualizá-la automaticamente.
5. Alinhe a marca na tampa com o ícone de cadeado aberto (🔓) na caixa. Rode a tampa no sentido horário até que a marca na tampa se alinhe com o ícone de cadeado fechado (🔒).

Nota: Use apenas o tipo de pilha especificado. Elimine a pilha esgotada em conformidade com os regulamentos locais.



6. DEFINIÇÕES

A tecla Setup (definições) encontra-se localizada dentro do compartimento das pilhas. Após a configuração das definições, volte a colocar a tampa.

Navegação no menu definições

- Prima a tecla Setup para aceder ao menu Setup e navegar pelos itens.
- Para sair do modo Setup, prima a tecla Setup após a opção "SEE TIME" for exibida.
- Prima a tecla ON/OFF para configurar as opções do item do menu.

Unidade de Temperatura

Opção: °C ou °F

Prima a tecla ON/OFF para selecionar a unidade de temperatura desejada.



Intervalo Auto-off

Opção: 8, 60 min., ou "----" (desativado)

Prima a tecla ON/OFF para selecionar o intervalo desejado. Para poupar a pilha, após ter passado o intervalo auto-off


Selecionado, o medidor desliga-se automaticamente



Pontos de calibração

Opção: 2P ou 3P

Prima a tecla ON/OFF para selecionar entre até dois ou até três pontos de calibração.



Conjunto de padrões

Opção: 7.01 pH (Hanna) ou 6.86 pH (NIST)


Prima a tecla ON/OFF para selecionar o conjunto de padrões de calibração (Hanna ou NIST).



Resolução de pH

Opção: 0.01 pH ou 0.1 pH

Prima a tecla ON/OFF para selecionar Resolução.



Modo Bluetooth Wireless

Opção: On, PAIR, ou OFF

Prima a tecla ON/OFF para selecionar a opção Bluetooth no início.



Emparelhamento Bluetooth

Opção: dEL PAIR

Prima a tecla ON/OFF para apagar um aparelho emparelhado guardado.



Data e Hora

Opção: SEt TIME (ajustar hora)

Prima a tecla ON/OFF para ajustar a data e hora.

Opção: ANO, MES, DIA, HORA e MIN

Use a tecla Setup (definições) para selecionar a opção e prima a tecla ON/OFF para alterar a opção selecionada.



7. BLUETOOTH

Com “PAIR BLU” ou “ON BLU” selecionado em Setup, o ícone Bluetooth (★) é exibido a intermitente até 45 segundos, indicando que o medidor está no modo detetável. Uma vez conectado, o ícone para de piscar. Caso não esteja conectado, o ícone não é exibido.

- Selecione “ON BLU”, para ativar o Bluetooth sem vinculação.
- Selecione “PAIR BLU”, para ativar o Bluetooth com vinculação. É exibido um pin de vinculação de 6 dígitos na primeira vez que o medidor é emparelhado ao dispositivo smart. Uma vez emparelhados os dispositivos, o pin não é mais solicitado quando conectados.
- Selecione “OFF BLU”, para desativar o Bluetooth.
- Selecione “dEL PAIR”, para apagar todos os dispositivos emparelhados. Caso PAIR BLU esteja ativo, será solicitado um pin de vinculação.

8. APP HANNA LAB

- A aplicação Hanna Lab encontra-se disponível na App Store® e no Google Play.
- Consulte a secção Help (Ajuda) da aplicação para mais informação sobre calibração, medição, registo de dados e partilha.
- Quando o medidor encontra-se em modo detetável, aparecerá na lista dos “Available Devices” (dispositivos disponíveis).
- Na aplicação, clique em “Conectar” para emparelhar o medidor com o dispositivo. Todas as leituras são transmitidas diretamente para a aplicação.

Identificar uma medição (tag)

Uma vez conectado à aplicação, a tecla ON/OFF pode ser premeida para identificar a leitura atual.

- Prima a tecla ON/OFF desde o modo de medição. O ecrã apresenta “SEt TAG”, seguido de “- TAG”.
- A leitura na aplicação é apresentada a verde e o ícone de notas (📌) é exibido. Clique no ícone de notas (📌) para adicionar uma nota.



9. CALIBRAÇÃO

Diretrizes para a Preparação

1. Desaperte o aro no topo para ventilar a tampa antes de remover o eletrodo do tubo plástico de armazenamento. Guarde a tampa para o armazenamento do eletrodo.
2. Enxague qualquer solução de armazenamento ou sais que possam estar presentes no corpo.
3. Verifique se existe solução dentro do bulbo de pH, sacudindo cuidadosamente o eletrodo para restaurar a continuidade da solução, pois pode se ter deslocado pela haste do eletrodo durante o transporte.
4. Para melhores resultados, utilize um copo graduado seco e um copo de calibração separado para cada padrão. Descarte os padrões após a utilização.

Procedimento

Para a maioria das aplicações, recomendamos iniciar com o padrão pH 7,01 (ou pH 6,86).

Para restaurar os padrões de fábrica, prima e mantenha premeida a tecla ON/ OFF. É indicado “CAL CLR”.

Nota: Recomaenda-se calibrar o eletrodo com os padrões à temperatura em que será utilizado.

Medidor autónomo (Calibração até três pontos)

1. Enxague a ponteira do eletrodo com água purificada e seque. Depois enxague com o padrão que usou para a calibração.
2. Prima a tecla ON/OFF até que seja exibido "CAL MUTE".
3. Quando "7.0 USE" ou "6.86 USE" é indicado com o ícone "CAL" a intermitente, coloque a ponteira do eletrodo no padrão atual.



4. Quando o padrão é reconhecido, exibe "REL".
"WFI T" é exibido com o indicador de estabilidade (Σ) a intermitente até que a leitura seja estável. Aguarde até que a medição esteja armazenada e o indicador de estabilidade desapareça.



5. Para guardar a calibração a um ponto e voltar ao modo de medição, prima a tecla ON/OFF.
"CAL SAVE" é exibido por breves segundos.

Com a opção 2P selecionada

6. Coloque a ponteira do eletrodo no segundo padrão, e depois no segundo padrão de calibração. Aguarde até que a medição esteja armazenada e o indicador de estabilidade desapareça.
7. Após o armazenamento do segundo ponto, "CAL SAVE" é exibido por breves segundos e o medidor volta automaticamente ao modo de medição.

Com a opção 3P selecionada

6. Coloque a ponteira do eletrodo no segundo padrão, e depois no segundo padrão de calibração. Aguarde até que a medição esteja armazenada e o indicador de estabilidade desapareça.
7. Coloque a ponteira do eletrodo no terceiro padrão, e depois no terceiro padrão de calibração. Aguarde até que a medição esteja armazenada e o indicador de estabilidade desapareça.
8. Após o armazenamento do terceiro ponto, "CAL SAVE" é exibido por breves segundos e o medidor volta automaticamente ao modo de medição.

Com a App Hanna Lab (Calibração até quatro pontos)

Conecte o medidor à App Hanna Lab e siga o procedimento de calibração.
Consulte a secção Help (Ajuda) da aplicação para ver o procedimento de calibração.

10. MEDIÇÃO DO ARROZ DE SUSHI

O design de eletrodo específico da aplicação permite a medição direta de arroz de sushi e a medição de pastas de arroz.

Preparação

- Antes da medição calibre o medidor. Consulte a seção de calibração para obter detalhes.
- Desaperte o ar no topo no sentido anti-horário antes de remover a sonda da tampa de armazenamento.
Após a medição coloque a ponteira do eletrodo na tampa e aperte cuidadosamente o ar.
- Não se alarme se existirem depósitos de sal ou de solução de armazenamento. Enxague o eletrodo com água purificada.
- Se o vidro e/ou junção estão secos, mergulhe o eletrodo na Solução de Armazenamento (ou em Solução padrão pH 4.01 ou pH 7.01) durante 30 minutos, no mínimo.
- Após o condicionamento, enxague com água e seque.

Medição direta

1. Enxague a ponta do elétrico em água, agite suavemente para secar e insira na superfície do arroz de sushi.
2. Aguarde uma leitura estável O indicador de estabilidade (Σ) para de piscar quando é alcançada uma medição estável.
3. Enxague o elétrico em água destilada (ou desionizada) e repita se necessário.

Medição de Pastas de Arroz

1. Misture uma parte de arroz temperado (amostra representativa) e duas partes de água destilada por cerca de 30 segundos.
2. Despeje a mistura de pasta num recipiente. Com o elétrico calibrado, verifique se a leitura se estabilizou (o indicador de estabilidade -Σ- desapareceu) e o valor medido está dentro da janela aceite para arroz acidificado.
3. Se a leitura estiver fora da janela aceite, adicione mais tempero de sushi, misture bem e uniformemente. Enxague a ponteira do elétrico com água purificada e repita a medição.

Nota: Consulte as diretrizes da autoridade alimentar local para obter informações sobre as proporções recomendadas de arroz e água e o limite de pH para arroz de sushi.

11. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Nunca mergulhe o medidor mais do que o nível de imersão máximo indicado.
- Deve ser utilizado um padrão novo para cada calibração. Uma vez aberta a saqueta o valor do padrão pode alterar-se ao longo do tempo.
- Se o elétrico estiver lento, mergulhe-o na solução de limpeza por 20 minutos. Enxague com água e hidrate a sonda em solução de armazenamento, durante 30 minutos no mínimo, antes de realizar a calibração.
- Se as medições são efetuadas sucessivamente, recomenda-se enxaguar bem a sonda em água destilada ou desionizada, de modo a prevenir a contaminação cruzada.

Armazenamento

Para assegurar uma resposta rápida, a ponteira de vidro e junção devem ser mantidos hidratados.

1. Quando o elétrico não está a ser utilizado, adicione algumas gotas de solução de armazenamento na tampa de proteção. Se não tiver solução de armazenamento disponível, pode utilizar solução padrão pH 4,01 ou pH 7,01.

Nota: Nunca armazene o elétrico em água destilada ou desionizada.

2. Coloque a ponteira do elétrico na tampa e aperte cuidadosamente o aro.

12. MENSAGENS DE ERRO E AVISO



“---- WRNG” exibido durante a calibração.
Padrão inválido.
Verifique o valor do padrão e utilize um padrão novo.



Valor medido exibido a intermitente.
Valor medido fora da gama do elétrico.
Limpe o elétrico para melhorar a condição.



Ícone da pilha (🔋) exibido a intermitente.
Pilha abaixo de 10 %, substitua a pilha



“BAtt DEAd” e o medidor desliga-se
Pilha esgotada, substitua a pilha.

13. ABREVIATURAS

CAT Compensação automática da Temperatura
 BPL Boas Práticas Laboratoriais

NIST National Institute of Standards and Technology
 CMT Compensação manual da temperatura

14. ACESSÓRIOS

Como encomendar	Descrição do Produto
Soluções padrão de pH	
HI50016-02	solução padrão pH 1.68, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI70004P	solução padrão pH 4.01, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI70006P	solução padrão pH 6.86, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI70007P	solução padrão pH 7.01, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI70009P	solução padrão pH 9.18, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI70010P	solução padrão pH 10.01, saquetas de 20 mL (25 un.)
HI77400P	solução padrão pH 4.01 e 7.01, saquetas de 20 ml (10 un., 5 de cada)
HI770710P	solução padrão pH 10.01 e 7.01, saquetas de 20 ml (10 un., 5 de cada)
Solução de Limpeza para Eléttodos	
HI700601P	Solução de limpeza para uso geral, saquetas de 20 ml (25 un.)
HI700683P	Solução de limpeza para sushi, saquetas de 20 ml (25 un.)
Solução de armazenamento para eléttodos	
HI70300L	Solução de armazenamento para eléttodos, de 500 mL
HI70300M	Solução de armazenamento para eléttodos, de 230 mL
HI70300S	Solução de armazenamento para eléttodos, frasco conta-gotas de 30 ml
HI9072	Solução de armazenamento para eléttodos, frasco conta-gotas de 13 ml

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no ambiente em que o vai utilizar. Qualquer alteração a este instrumento introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do desempenho do medidor de bolso. Para a sua segurança e a do medidor, não utilize nem armazene o instrumento em ambientes perigosos.

GARANTIA

HI9810352 tem garantia de um ano, contra defeitos de fabrico na manufatura e em materiais, desde que utilizados no âmbito da sua finalidade e manuseados de acordo com as instruções de utilização indicadas. Esta garantia é limitada à reparação ou substituição gratuita do instrumento. Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia. Caso seja necessária assistência técnica, contacte a Hanna Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, data de aquisição, número de série e a natureza do problema. Se a reparação não se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o instrumento à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização (RGA) junto do Departamento de Assistência Técnica Hanna. Proceda depois ao envio, com todos os portes pagos. Ao enviar qualquer produto, certifique-se de que seja enviado em conformidade com os regulamentos de envio, totalmente limpo e livre de quaisquer produtos químicos e devidamente embalado para proteção completa.

MAN9810352 10/21

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o design, construção e aparência dos seus produtos sem aviso prévio.

CERTIFICAÇÃO

Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as **Diretivas CE**.

Eliminação de Equipamento Elétrico e Eletrônico. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Deve ser encaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado para equipamentos elétricos e eletrônicos.

Eliminação de resíduos de pilhas. Este produto contém pilhas, não as elimine juntamente com outros resíduos domésticos. Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos apropriado para reciclagem. A correta eliminação do produto e das pilhas previne potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde pública. Para obter mais informações, contacte o centro de tratamento de resíduos da sua área ou o mais próximo.



RoHS
compliant



Avisos regulamentares para módulos autônomos, Bluetooth e de baixo consumo

O modo de funcionamento dos módulos idêntico. Todas as referências às regras da FCC dos EUA e aos padrões RSS canadenses sobre classificação e operação de dispositivos, aqui apresentadas no Módulo BMD-300, aplicam-se a todos os modelos mencionados. Retire o tempo do compartimento da pilha para verificar o módulo instalado.

BMD-300 Module	
United States (FCC) FCC ID: 2AA9B04 This device complies with FCC Rules, Part 15, Subpart C "Intentional Radiators" and Subpart B, Chapter §15.105. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case, users are required to correct the interference at their own expense.	
Canada (ISED) IC: 12208A-04 This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.	
Australia / New Zealand (RCM) BMD-300 complies with the AS/NZS 4268:2017.	
Japan (MIC) R210-106799	South Korea (KCC) R-CRM-Rgd-BMD-300
Brazil (ANATEL) Contains ANATEL approved module # 00820-21-05903.	Mexico (IFETEL) Este equipo contiene el módulo con IFT #: NYCE/CT/0146/17/TS.
BMD-350 Module	
United States (FCC) FCC ID: 2AA9B05	
Canada (ISED) IC: 12208A-05	
Japan (MIC) R210-108944	Australia / New Zealand (RCM) BMD-350 complies with the AS/NZS 4268:2017
Eurasia (EAC) EA3C N RU ㄗ-US.HA27.B.00650/18	Brazil (ANATEL) Contains ANATEL approved module # 00857-21-05903
China (SRRC) CMIIT ID: 2018DJ7255	Mexico (IFETEL) Este equipo contiene el módulo con IFT #: RCPRI8M18-1491
ANNA-B112 Module	
United States (FCC) FCC ID: XPYANNAB1	
Canada (ISED) IC: 8595A-ANNAB1	
Taiwan (NCC) Contains Transmitter Module 內含發射器模組: CCAI18LP2200T2	South Korea (KCC) R-C-ULX-ANNA-B112
South Africa (ICASA) ICASA TA-2019/1203 Approved	China (SRRC) CMIIT ID: 2021DJ6698
Australia / New Zealand (ACMA) ANNA-B1 complies with AS/NZS 4268:2012 standard	
Japan (MIC) R204-810005	The module complies with the Japanese Technical Regulation Conformity Certification of Specified Radio Equipment (ordinance of MPT N°. 37, 1981), Article 2, Paragraph 1, Item 19 "2.4 GHz band wide band low power data communication system".
03850-19-05903	Brazil (ANATEL) This equipment operates on a secondary basis and, consequently, must accept harmful interference, including from stations of the same kind, and may not cause harmful interference to systems operating on a primary basis.



Contatos

Hanna Instruments Portugal Lda.
Zona Industrial de Amorim
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fração I
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim
www.hanna.pt